

EINFACH. SCHLAU. DIGITAL.

www.gologon.de

Die
Evolution
der
Implantologie.

www.gologon.de

GMT 74553. LOGON und alle anderen Marken sind, soweit nichts anderes ausdrücklich angegeben ist oder sich aus dem Zusammenhang ergibt, Marken von Nobel Biocare. Produktbilder sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu, dienen nur illustrativen Zwecken und sind ggf. keine exakten Abbildungen des Produkts. Nur zur Anwendung durch ärztliches Fachpersonal geeignet. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen und Produktinformationen, insbesondere für Indikationen, Gegenanzeigen, Warnhinweise und Sicherheitshinweise. LOGON-Produkte werden hergestellt von der LOGON OMF Bioactive Systems GmbH, Esslinger Straße 6, 75179 Pforzheim und werden in Deutschland vertrieben durch die Nobel Biocare Deutschland GmbH, Konrad-Zuse-Straße 6, 52134 Herzogenrath.

LOGON

ERLEBEN SIE
MIT LOGON DEN
**NÄCHSTEN
SCHRITT DER
IMPLANTOLOGIE.**



Denn LOGON ist mit nur wenigen Instrumenten und den All-in-one-Implantat-Sets im Handling besonders **EINFACH**. Dazu hat es den offenen Abformpfosten, mit dem Sie besonders **SCHLAU** und ohne Röntgenkontrolle arbeiten können. Zu guter Letzt ist LOGON auf die Zukunft Ihrer Praxis durch den Workflow, der konsequent **DIGITAL** ausgelegt ist, bestens vorbereitet. All das wird Ihnen und Ihren Patienten die Behandlung erleichtern und bringt Ihrer Praxis viele Vorteile, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten kurz vorstellen.

WIR MACHEN ES IHNEN **EINFACHER.**



- Das Implantat-Set **optimiert das Handling, gibt Sicherheit** ohne Kontamination durch Berührungen und vermindert den Reinigungsaufwand.
- **Effizienteres Arbeiten und weniger Reinigungsaufwand** dank modularen Optionen und einem schlanken Bohrprotokoll.
- Ein Einstieg mit LOGON kann praktisch **ohne Investition** erfolgen.

HIGHTECH MIT **EINFACHEM** HANDLING.

Das All-in-one-Implantat-Set von LOGON macht es Ihnen einfacher. Speziell designte Klammern fixieren das Implantat und die korrespondierenden Vor- und Formbohrer. Die Entnahme ist äußerst effizient und berührungslos.

Der vormontierte Einbringpfosten auf dem Implantat ist gleichzeitig auch Scanbody, Basis für eine provisorische Versorgung und für die geschlossene Abformung. Verschlusschraube inklusive.

Und das alles zu einem Set-Preis zur einfachen Weiterverrechnung an die Patienten von nur € 189,- (zzgl. MwSt.). Optional stehen Einzelimplantate für nur € 154,- (zzgl. MwSt.) zur Auswahl.



IHRE VORTEILE

- Weniger Reinigungsaufwand, immer scharfe Bohrer.
- Viel Leistungen inklusive zu einem sehr fairen Preis.
- Keine Kontamination durch Berührungen und keine Verwechslungsgefahr bei den Bohrern.

EINFACH EFFIZIENT IMPLANTIEREN.

Wenn Sie mit den Implantat-Sets von LOGON arbeiten, benötigen Sie nur ein sehr reduziertes Chirurgie-Basis-Tray. Dieses enthält alle notwendigen Einbringinstrumente, Schraubendreher und weitere Hilfsteile.

Natürlich bietet LOGON auch ein hochwertiges Wash-Tray mit allen Bohrern und genügend Platz an.

Das Bohrprotokoll mit nur vier Bohrschritten ermöglicht ein effizientes Implantieren. Die Schneidleistung der Bohrer und insbesondere auch die Menge und Qualität der gewonnenen Knochenpäne begeistert unsere Anwender.

IHRE VORTEILE

- Effizientes Arbeiten dank wenigen Bohrschritten.
- Ein kleines Basis-Tray für weniger Reinigungsaufwand.
- Viel Gewinn von Knochenmaterial mit dem Formbohrer.



EINFACHER EINSTEIGEN.

Bei einem Einstieg mit den All-in-one-Implantat-Sets wird bei vorhandenem Instrumentarium nur ein Minimum an Einbringinstrumenten benötigt.

Die Schraubendrehergeometrie und der Ratschenanschluss entsprechen denen eines führenden Mitbewerbers, so dass für Überweiser und Labore kein neues Instrumentarium benötigt wird.

Auch bei der LOGON-Innenverbindung gibt es drei mögliche Positionen. Diese sind dank den tiefer liegenden Nocken spürbar und einfach zu finden.

Sämtliche Implantate und Zubehörteile sind farbcodiert.
Implantate:

Längen (in mm)
8 | 11 | 13 | 15

Durchmesser (in mm)
2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,0



IHRE VORTEILE

- Nur eine minimale Investition in ein neues Instrumentarium notwendig.
- Gewohnte Denk- und Handlungsweisen bleiben bestehen.
- Nur ein Schraubendreher für alle Schrauben.



GANZ SCHÖN **SCHLAU:** NEUE IDEEN FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN.

- Der offene Abformpfosten gewährleistet **sicheres Handling** ohne Probleme bei Divergenzen und ohne Röntgenkontrolle.
- Optionale Sofortversorgung dank neuartiger Oberfläche für **mehr Komfort und Sicherheit für die Patienten.**
- Lebenslange Garantie auf Implantate und Abutments für **mehr Vertrauen und Sicherheit bei Arzt und Patient.**

SCHLAUER OFFEN ABFORMEN.

Dieser Abformpfosten hat es in sich. Zwei Kontroll-Linien geben Ihnen die Gewissheit, dass der Abformpfosten korrekt auf dem Implantat positioniert ist. Eine Röntgenkontrolle wird überflüssig.

Darüber hinaus ermöglicht eine komplette Loslösung von der Implantat-Abutment-Geometrie auch bei großen Divergenzen oder mehrteiligen Abdrucknahmen ein reibungsloses Entfernen.

Eine einfach aufzusteckende und leicht kürzbare Hülse verhindert zudem einen verstopften Schraubenkanal und hilft beim Einbringen und Entfernen des Abformpfostens.



IHRE VORTEILE

- Keine Röntgenkontrolle notwendig.
- Keine Probleme bei divergierenden Implantatpositionen.
- Schlaues Handling und preiswerte Nachkaufoptionen.



DAS SOFORT- IMPLANTAT DANK EINER **SCHLAUEN** SCHNELLEN OBERFLÄCHE.

Das LOGON-Implantat hat infolge seiner nanostrukturierten, ultrahydrophilen Oberfläche osseoinduktive Eigenschaften, die im Vergleich zu anderen Implantatsystemen zu einer deutlich beschleunigten und verbesserten Osseointegration des Implantats führen.

Das LOGON-Implantat wird nicht sandgestrahlt, was eine mögliche Kontaminierung durch Strahlpartikelrückstände ausschließt. Das Gewinde ist sehr scharf und selbstschneidend, was zu einer hohen Primärstabilität führt. In Kombination mit der Oberfläche ergibt dies einen neuen Benchmark in der Implantologie.

IHRE VORTEILE

- Eine signifikant schnellere Osseointegration für eine kürzere Behandlungsdauer.
- Eine hohe Biokompatibilität und eine signifikant reduzierte bakterielle Anlagerung.
- Die Hydrophilie hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wundheilung.



REM-Aufnahmen:
links 10.000-fach
vergrößert,
rechts 200.000-fach
vergrößert

Die Studienhinweise mit den Details zur Oberfläche finden Sie in unserer Mediathek auf: www.gologon.de

DIE **SCHLAUE** GARANTIE EVOLUTION PLUS.

LOGON-Produkte werden natürlich in Deutschland hergestellt und geben Ihnen sowie Ihren Patienten Sicherheit. Deshalb können wir Ihnen folgende, in der Branche überdurchschnittliche Garantien anbieten.

Die Details zu den Garantiebedingungen finden Sie auf www.gologon.de



IHRE VORTEILE

- Lebenslange Garantie auf Implantate bei Implantatverlust ab dem Tag der Insertion.
- Lebenslange Garantie auf Abutments bei Funktionsverlust ab dem Tag der Eingliederung.
- 6-Jahres-Garantie auf individuell hergestellte Abutments bei Funktionsverlust ab dem Tag der Eingliederung.
- 6-Jahres-Garantie auf nicht schneidende Instrumente bei Funktionsverlust ab Kaufdatum.



KONSEQUENT **DIGITAL**, WENN SIE ES WÜNSCHEN.

- Der 4:1-Einbringpfosten für intraoralen Scan und vereinfachte weitere Schritte sowie Workflow-Lösungen bringt **echte Zeit- und Kostenersparnis**.
- Implantat-Abutment-Verbindung für **mehr Stabilität, Sicherheit und Präzision**.


DIGITAL BEREIT: VORMONTIERTER SCANPFOSTEN.

LOGON-Implantat setzen, scannen. Sofort und ohne weiteren Aufwand. Der Einbringpfosten verfügt über eine Beschichtung, die es ermöglicht, die Situation im Mund mit einem Intraoralscanner noch während der Operation zu erfassen. Ob Sie danach Sofortlösungen wie provisorische Versorgungen erstellen oder die Daten für die weiteren Planungsschritte benötigen, das überlassen wir Ihnen. Wir machen es nur sofort möglich.

Die LOGON-Produkte sind bei den CAD/CAM-Software-Anbietern 3Shape, Exocad, dentalwings und smop auf dem aktuellsten Stand verfügbar.

IHRE VORTEILE

- Intraoraler Scan ohne Zusatzkosten und Zeitaufwand.
- Umfassende Workflow-Lösungen für vereinfachte weitere Schritte.
- Neuste Möglichkeiten in der CAD-Planungs-Software.



DIE HOCHPRÄZISE IMPLANTAT- ABUTMENT- VERBINDUNG. DIE BASIS FÜR EIN HERVORRAGENDES **DIGITALES** ERGEBNIS.

Die hohe Präzision der LOGON-Komponenten und die überragende Stabilität sind die Basis für prothetisch hervorragende Ergebnisse. Ein Rotationspiel von unter $0,4^\circ$ und eine Freigabe des 3,3-mm-Implantates für alle Indikationen erweitern die Versorgungsoptionen und stehen für ein Ergebnis, welches „passt“.

IHRE VORTEILE

- Sicherheit dank hoher Stabilität.
- Sicheres Arbeiten dank überragender Präzision.
- Basis für optimale digitale Ergebnisse.



UND SO SCHNELL GEHEN SIE DEN NÄCHSTEN SCHRITT.

Die Evolution der Implantologie ist für Sie ganz schnell und komfortabel: Bitte einfach die kostenlose Hotline 0800 000 65 63 anrufen oder den Info-Coupon ausfüllen und zu uns senden.

support@gologon.de

Mehr zur Evolution der Implantologie finden Sie darüber hinaus auf unserer Website mit vielen Anwendungsbeispielen und interessanten Filmen. Wir erleichtern Ihnen zudem den Einstieg mit unseren attraktiven Umsteigerangeboten.

www.gologon.de

Am besten füllen Sie also ganz schnell den Coupon aus. Wir freuen uns auf Sie.

Bitte ankreuzen

- Ich möchte einen Termin mit einem LOGON-Gebietsleiter.
- Ich möchte weitere Informationen per Post oder E-Mail.
- Ich habe Interesse an einer Probe-OP.
- Ich möchte ein Gespräch mit dem Entwickler Dr. Axel Kirsch führen.

Bitte ausfüllen

Titel, Name, Vorname

Praxis/Labor

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Datum, Unterschrift

Absender, Stempel