

Ihre Kundennummer Patientenkennung


Normalzustellung
Expresszustellung

Lieferung am


Datum Unterschrift Absender/Stempel

ABFORMUNG


Abformpfosten offener Löffel, dreiteilig, inkl. Halteschraube und Hülse zum einfacheren Einbringen des Abformpfostens und zum Schutz des Schraubenkanals vor Abdruckmasse, unsteril

	P2304.2914	P2304.3314	P2304.3814	P2304.4314	P2304.5014
---	------------	------------	------------	------------	------------


Repositionshülse, für Abformpfosten offener Löffel (5 Stück)

	P9304.2915	P9304.3315	P9304.3815	P9304.4315	P9304.5015
---	------------	------------	------------	------------	------------

Abformpfosten geschlossener Löffel, inkl. Abutmentschraube und Repositionskappe – auch für Bissnahme geeignet, NICHT kompatibel mit P2314.xx11

	P2310.2911	P2310.3311	P2310.3811	P2310.4311	P2310.5011
---	------------	------------	------------	------------	------------


Repositionskappe, für Abformpfosten geschlossener Löffel (5 Stück), auch zur Bissnahme geeignet

	P2301.2907	P2301.3307	P2301.3807	P2301.4307	P2301.5007
---	------------	------------	------------	------------	------------


Schraube für Abformpfosten geschlossener Löffel, (5 Stück)

	P4106.1418				
	P4106.1618				


Provisoriumskappe für Einbringpfosten, Basis für eine provisorische Versorgung. Aufsteckbar, anpolymerisierbar auch für den Abformpfosten geschlossener Löffel kurz geeignet

	P3314.2910	P3314.3310	P3314.3810	P3314.4310	P3314.5010
---	------------	------------	------------	------------	------------


Abformpfosten geschlossener Löffel kurz, inkl. Schraube und Repositionskappe – auch für Bissnahme geeignet

	P2314.2911	P2314.3311	P2314.3811	P2314.4311	P2314.5011
---	------------	------------	------------	------------	------------

Repositionskappe, für Abformpfosten geschlossener Löffel kurz (5 Stück), auch zur Bissnahme geeignet. NICHT kompatibel mit P2310.xx11

	P2302.2907	P2302.3307	P2302.3807	P2302.4307	P2302.5007
---	------------	------------	------------	------------	------------

Scankörper, inkl. Abutmentschraube, unsteril

	P2802.2905	P2802.3305	P2802.3805	P2802.4305	P2802.5005
---	------------	------------	------------	------------	------------

Vielen Dank für Ihre Bestellung! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.