

LIEFERZEITEN UND PREISE

INTRAORALSCANNER

Digitale Modelle (Dateneingang bis spätestens 11:00 Uhr)	2 Arbeitstage
Einteilige individuelle Abutments (Dateneingang bis 16:00 Uhr)	1-2 Arbeitstage
Zirkon oder NEM Kronen/Brücken auf Klebebasen (Dateneingang bis 16:00 Uhr)	2 Arbeitstage
Implantatgetragene Stege und Brücken auf Vario Basis, mit und ohne Kappe	2-3 Arbeitstage

Bitte beachten Sie: Bei Arbeiten, die wir auch designen, verlängert sich die Produktionszeit um 1-2 Arbeitstage.

PREISE OHNE MWST. JE EINHEIT

Modelle gedruckt OK + UK zusammen	25,90 €
DIM-Analog für gedrucktes Modell	25,90 €

VERKLEBT

Individueller Aufbau oder vollanatomische Krone ohne Titanbasis	NEM/Ti: 26,00 € PEEK: 43,00 € Zirkon: 37,00 €
Anatomisches oder vollanatomisches Brückenglied	NEM/Ti: 26,00 € PEEK: 43,00 € Zirkon: 37,00 €
Stegeinheit	NEM/Ti: 17,00 € PEEK: 35,00 € Zirkon: 25,00 €

DIREKT VERSCHRAUBT, EINTEILIG ODER MEHRTEILIG AUF VARIO

Individuelles Abutment mit Interface Geometrie (inkl. Schraube)	Ti: 99,00 €
pro Implantat	NEM/Titan: 33,00 € Zirkon: 45,00 € PEEK: 51,00 €
pro Brückenglied	NEM/Titan: 26,00 € Zirkon: 35,00 € PEEK: 43,00 €
pro Stegeinheit	NEM/Titan: 17,00 € Zirkon: 25,00 € PEEK: 35,00 €
je gefrästes Friktionselement, z.B. Prezivertix, Prezihorix	NEM/Titan: 39,00 € Zirkon: 39,00 € PEEK: 39,00 €
scannen + designen	25,00 €
Vario-Abutment inkl. Schraube	gerade / abgewinkelt: 99,00 € / 149,00 €

**WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNSEREM ZERTIFIZIERTEM PARTNER TEAMZIEREIS:
TELEFON +49 7082 792670**



CAD/CAM Fachhändler + Produktionszentrum

TEAMZIEREIS GmbH
Gewerbepark 11
75331 Engelsbrand
Deutschland
Telefon: +49 7082 792670
lohnfertigung@teamziereis.de

TEAMZIEREIS GmbH München
Betriebsstätte München
Anton-Böck-Straße 27
81249 München
Deutschland
Telefon: +49 89 89543340
lohnfertigung.muc@teamziereis.de

order@gologon.de
www.gologon.de
0800 000 65 63

DIGITALER WORKFLOW.

Digitaler Workflow für Versorgung auf dem LOGON Implantatsystem.



LOGON

GMT6249T DE1904 Printed in EU. | www.sshara.de

Hersteller: LOGON OMF, Bioactive Systems GmbH, Esslinger Straße 6, 75179 Pforzheim | Distribution: LOGON, Nobel Biocare Deutschland GmbH, Krankenhaus 24, 50678 Köln

VERSORGUNGSMÖGLICHKEITEN MIT **CAD/CAM** UNTERSTÜTZUNG

Unser Workflow beschreibt den Weg mit Intraoralscanner, Laborscanner oder durch Versand eines Modells mit oder ohne Wax-Up.

WORKFLOW FÜR:

- Digitale Modelherstellung
- Titanbasis für CAD/CAM
- Einteilige individuelle Abutments aus dem Fräsrohling für CAD/CAM
- Implantatgetragene Stege und direkt verschraubte Brücken

MÖGLICHKEITEN DES DATENVERSANDS:

- 3Shape Inbox
- exocad Dental Share
- Uploadportal www.webupload.teamziereis.de
- E-Mail (siehe Rückseite)

